

TheraCox



TM397

| Dados do produto | |
|------------------------------------|---|
| Descrição | O Cojin TheraDona possui um design que permite manter a área do períneo livre de contato com a espuma, reduzindo as chances de desenvolvimento de escaras nessa região e também diminuindo o desconforto causado por hemorroidas ao sentar. |
| Materiais | Espuma de alta densidade de 50D. Capa: 100% Poliéster de 150gsm - tornando-a macia ao toque e fácil de limpar. Graças à sua estrutura química resistente, o poliéster oferece durabilidade excepcional e é altamente resistente ao desgaste. |
| Peso máximo suportado | 150 kg |
| Dados de armazenamento | |
| Dimensões do produto | 43 x 34 x 6 cm |
| Peso Bruto Produto | 0.5 kg |
| Dimensões da embalagem | 34.5 x 38 x 8 cm |
| Peso Neto | 0.75 kg |
| Dimensões da caixa de envio | 53 x 44 x 43 cm |
| Peso da caixa de envio | 10 Kg |
| Limpeza | Espuma: Não lave. Limpe com um pano úmido. Não use detergente e certifique-se de que esteja completamente seca antes de |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | <p>reutilizá-la. Mantenha longe da luz solar direta. Não lave a seco.</p> <p>Funda: Lave à máquina em água morna. Seque na máquina a baixa temperatura. Engome a baixa temperatura. Não utilize alvejante. Não lave a seco. Limpe com um pano úmido.</p> |
| Condições de armazenamento | <p>Armazenar em local seco e protegido da luz solar direta.</p> |