

TheraRider Plus



SKU: TM2501

Update date • Fecha de actualización • Data de atualização
29/09/2025

Product specifications • Especificações do Produto • Especificaciones del producto

Description • Descrição • Descripción

Motorized wheelchair
Cadeira de rodas motorizada
Silla de ruedas motorizada

Dimensions • Dimensões • Dimensiones

98 × 60 × 95 cm

Weight • Peso • Peso

26 kg

Storage dimensions • Tamanho no armazenamento • Tamaño en almacenamiento

75 × 60 × 38 cm

Max load capacity • Peso máximo suportado • Peso máximo soportado

125 kg

Seat height • Altura do assento • Altura del asiento

50 cm - from floor • distância do chão • desde el piso

Wheel size • Tamanho da roda • Tamaño de la rueda

Front 8" / Rear 12" • Dianteira 8" / Traseira 12" • Delantera 8" / Trasera 12"

Armrest height • Altura do apoio de braço • Armrest height

23 cm - from cushion • distância da almofada • desde el cojín

Seat size • Tamanho do assento • Tamaño del asiento

45 × 44 cm

Battery type • Tipo de bateria • Tipo de batería

24 V 12 Ah lithium • lítio • litio

Motor power • Potência do motor • Potencia del motor

24 V 250 W Brushed × 2 pcs

Brushed controller • Controlador escovado • Controlador con escobillas

24 V / 35 A

Max speed • Velocidade máxima • Velocidad máxima

6 km/h

Operating range • Autonomia • Autonomía

15 – 25 km

Charging time • Tempo de carregamento • Tiempo de carga

4–6 hours • horas • horas

Turning radius • Raio de giro • Radio de giro

≤ 1,2 m

Climbing capacity • Capacidade de inclinação • Capacidad de pendiente

15°



TheraMart

GRUPO THERA

A brand of Grupo Thera Inc. • Uma marca do grupo Thera Inc. • Una marca de Grupo Thera Inc.

TheraRider Plus



SKU: TM2501

Specifications per lot • Especificações por lote • Especificaciones por lote

Quantity per box • Quantidade por caixa • Cantidad por caja

1 un.

Shipping box size • Tamanho da caixa de remessa • Tamaño de caja de envío

66 × 45 × 84 cm

Materials • Materiais • Materiales

Frame: Aluminum alloy	Estrutura: Liga de alumínio	Marco: Aleación de aluminio
Cushion: Mesh fabric	Almofada: Tecido de malha	Cojín: Tejido de malla
Others: Plastics	Outros: Plásticos	Otros: Plásticos

Care instructions • Instruções de cuidado • Instrucciones de cuidado

Clean the main parts with a damp cloth and mild detergent. Check that the tires are in good condition. Charge the batteries for at least 8 hours. Consult your owner's manual for details.	Limpe as peças principais com um pano úmido e detergente neutro. Verifique se os pneus estão em boas condições. Carregue as baterias por pelo menos 8 horas. Consulte o manual do proprietário para mais detalhes.	Limpie las piezas principales con un paño húmedo y detergente suave. Compruebe que los neumáticos estén en buen estado. Cargue las baterías durante al menos 8 horas. Consulte el manual del usuario para obtener más información.
--	--	--