

TheraRider Pro



SKU: TM2520

Update date • Fecha de actualización • Data de atualização
22/10/2025

Product specifications • Especificações do Produto • Especificaciones del producto

Description • Descrição • Descripción

Electric wheelchair
Cadeira de rodas elétrica
Silla de ruedas eléctrica

Dimensions • Dimensões • Dimensiones

98 × 60 × 95 cm

Weight • Peso • Peso

27/28 kg

Storage dimensions • Tamanho no armazenamento • Tamaño en almacenamiento

80 × 68 × 40 cm

Max load capacity • Peso máximo suportado • Peso máximo soportado

125 kg

Seat height • Altura do assento • Altura del asiento

52 cm - from floor • distância do chão • desde el piso

Wheel size • Tamanho da roda • Tamaño de la rueda

Front 8" / Rear 12" • Dianteira 8" / Traseira 12" • Delantera 8" / Trasera 12"

Armrest height • Altura do apoio de braço • Armrest height

24 cm - from cushion • distância da almofada • desde el cojín

Seat size • Tamanho do assento • Tamaño del asiento

45 × 44 cm

Battery type • Tipo de bateria • Tipo de batería

DC 24V/12Ah Li-ion

Motor power • Potência do motor • Potencia del motor

24 V 250 W Brushed × 2 pcs

Max speed • Velocidade máxima • Velocidad máxima

6 km/h

Operating range • Autonomia • Autonomía

15 – 25 km

Turning radius • Raio de giro • Radio de giro

≤ 1,2 m

Climbing capacity • Capacidade de inclinação • Capacidad de pendiente

10°



TheraRider Pro



SKU: TM2520

Specifications per lot • Especificações por lote • Especificaciones por lote

Quantity per box • Quantidade por caixa • Cantidad por caja

1 un.

Shipping box size • Tamanho da caixa de remessa • Tamaño de caja de envío

66 × 45 × 84 cm

Materials • Materiais • Materiales

Frame: Aluminum alloy

Cushion: Mesh fabric

Others: Plastics

Estrutura: Liga de alumínio

Almofada: Tecido de malha

Outros: Plásticos

Marco: Aleación de aluminio

Cojín: Tejido de malla

Otros: Plásticos

Care instructions • Instruções de cuidado • Instrucciones de cuidado

Clean the main parts with a damp cloth and mild detergent. Check that the tires are in good condition. Charge the batteries for at least 8 hours. Consult your owner's manual for details.

Limpe as peças principais com um pano úmido e detergente neutro. Verifique se os pneus estão em boas condições. Carregue as baterias por pelo menos 8 horas. Consulte o manual do proprietário para mais detalhes.

Limpie las piezas principales con un paño húmedo y detergente suave. Compruebe que los neumáticos estén en buen estado. Cargue las baterías durante al menos 8 horas. Consulte el manual del usuario para obtener más información.