

TheraFix Gel



SKU: TM260

Update date • Fecha de actualización • Data de atualização
14/05/26

Product specifications • Especificações do Produto • Especificaciones del producto

Description • Descrição • Descripción

Gel leg cushion with adjustable fastening band
Almofada para pernas com gel e faixa ajustável
Almohada para piernas con gel y banda de sujeción ajustable

Dimensions • Dimensões • Dimensiones


25 x 25 x 15 cm

Weight • Peso • Peso

00 kg

Packaging • Embalagem • Empaque

25 x 15 x 33 cm



Specifications per lot • Especificações por lote • Especificaciones por lote

Quantity per box • Quantidade por caixa • Cantidad por caja

X un.

Shipping box size • Tamanho da caixa de remessa • Tamaño de caja de envío

00 x 00 x 00 cm

Gross Weight • Peso Bruto • Peso Bruto

00 kg

Materials • Materiais • Materiales

Foam: 50D molded memory foam + 180g gel layer / Cover: 165gsm knitted fabric (85% polyester, 15% spandex) with fastening band

Espuma: espuma viscoelástica moldada 50D + camada de gel de 180g / Capa: tecido de malha de 165gsm (85% poliéster, 15% elastano) com faixa de fixação

Espuma: espuma viscoelástica moldeada 50D + capa de gel de 180g / Cubierta: tejido knitted 165gsm (85% polyester, 15% spandex) con banda de sujeción

Care instructions • Instruções de cuidado • Instrucciones de cuidado

Clean the cushion regularly with neutral detergent or alcohol. Heating or steam sterilization is prohibited.

Limpe a almofada regularmente com detergente neutro ou álcool. A esterilização por calor ou vapor é proibida.

Limpie el cojín regularmente con detergente neutro o alcohol. Se prohíbe la esterilización por calor o vapor.

TheraMart

GRUPO THERA

A brand of Grupo Thera Inc. • Uma marca do grupo Thera Inc. • Una marca de Grupo Thera Inc.